

**SİYAH TEK KULLANIMLIK ELDİVEN, %100 NİTRİL, PUDRASIZ, 240 MM UZUNLUĞUNDA, 0,11 MM KALINLIĞINDA**

Yüksek performanslı, pudrasız, siyah nitril tek kullanımlik muayene eldiveni. Latekse göre önemli ölçüde daha güçlü bir alternatiftir, çift sertifikalıdır (Endüstriyel ve Tıbbi) ve gıdalar için güvenlidir.

**ÖZELLİKLER**

- Yüksek kaliteli nitril, yumuşak ve dayanıklı
- Avuç içi kalınlığı 0,11 mm (4,3 mil), ağırlık: 5,5 g MA boyutu
- Birçok kimyasalın penetrasyonuna ve projeksiyonlarına karşı yüksek direnç
- Daha iyi kavrama ve dokunma için parmak uçlarında dokulu yüzey
- Pudrasız, latekssiz, steril olmayan, AQL 1.5
- Daha fazla konfor sunmak ve giyerken sürtünmeyi azaltmak için içi klorlanmış
- Gıda işleme için onaylı
- Çift etiketleme: KKD ve tıbbi
- Nitrilin doğal antistatik özellikleri nedeniyle antistatik özellikler
- Tıbbi cihaz uyumlu (MDD 93/42/EEC), EN455 (tüm kısımlar) ile uyumlu
- ASTM D6978-05'e göre kemoterapi ilaçlarına karşı test edilmiştir

**KULLANIM TAVSİYELERİ****Örnek Sektörler**

- Uzay&Havacılık
- Kimya
- Elektronik
- Gıda
- İlaç Endüstrisi
- İmalat
- Petrol&Gaz

**Uygulamalar**

- Kimyasal İşleme
- Gıda İşleme
- Yağlı Parçaların Taşınması
- Laboratuvar Analizleri
- Hafif Montaj
- Sprey Boyama
- Muayene

**SERTİFİKASYON**

Açıklamalar için üst sayfaya bakınız

## ÜRÜN BİLGİLERİ

MALZEME	ASTAR:	Nitril
	KAPLAMA:	-
RENK	Siyah	
UZUNLUK (mm)	240mm	
MANŞET STİLİ	Yuvarlatılmış	

## SİPARİŞ DETAYLARI

EBAT	KOD	PAKETLEME
6/XS	SKG00524BB	100 adet/kutu
7/S	SKG00524BD	
8/M	SKG00524BF	
9/L	SKG00524BH	10 kutu/koli
10/XL	SKG00524BJ	
11/XXL	SKG00524BL	

## KULLANIM TAVSİYELERİ

- KULLANIM:** Tek kullanımlık eldiven. Mekanik, termal, ısı, elektrik, ağır kimyasal koruma için uygun değildir. Dolanma riski varsa hareketli makinelerin yakınında kullanmayın
- DEPOLAMA:** Kuru koşullarda, orijinal ambalajında ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın
- TEMİZLEME:** Temizlemek için nemli bir bezle silin. Not: Aşınmış ve yıkanmış eldivenlerin performans özellikleri gösterilen sonuçlardan farklı olabilir. Herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için eldivenleri inceleyin.
- ÖMÜR:** Hizmet ömrü eldiven uygulamasına bağlıdır ve bu nedenle belirtilemez. Eldivenin kullanım amacına uygun olmasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

## SERTİFİKASYON İŞARETLEMELERİ



MİKRO-ORGANİZMALARA  
KARŞI KORUMA EN 374-5  
VIRUS = Eldiven başarılı - ISO 16604: 2004 (method B)



GIDA TEMASI  
DİREKTİF 2002 / 72 EC



KİMYASAL NÜFUZ ETME DİRENCİ - EN ISO 374:2016

KOD	KİMYASAL	KOD	KİMYASAL	ELDİVEN TİPİ	KIRILMA NOKTASI ZAMANI
A	Methanol	J	n-Heptane	A	≥30 dak. en az 6 kimyasal için
B	Acetone	K	Sodium hydroxide 40%		
C	Acetonitrile	L	Sulphuric acid 96%	B	≥30 dak. en az 3 kimyasal için
D	Dichloromethane	M	65% Nitric acid		
E	Carbon Disulfide	N	99% Acetic acid		
F	Toluene	O	25% Ammonium hydroxide	C	≥10 dak. en az 1 kimyasal için
G	Diethylamine	P	30% Hydrogen peroxide		
H	Tetrahydrofurane	S	40% Hydrofluoric acid		
I	Ethyl acetate	T	37% Formaldehyde		

## GLOBUS

## EUROPE

www.globusgroup.com

E: sales@globus.co.uk

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

## MIDDLE EAST &amp; AFRICA

www.globusgroup.com/gcc

E: gcc@globusgroup.com

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

## GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM  
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES  
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

EU Type-Examination Certificate issued by SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15N2P, Republic of Ireland. (Notified Body No. 2777)

Açıklamalar, özellikler, uygulamalar ve fotoğraflar bilgi amaçlıdır ve sözleşmeye dayalı bir taahhüt teşkil etmez. Üretici gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.